


# Wykrojniki do pasków


---

Kod: P.501.xxx


## Zastosowanie

Do przygotowania próbek pasków do m.in. prób rozciągania.





Próbka tacy do łatwego wysiłku



Obsługa jednym dźwigniem jedną ręką

### Opis urządzenia

Wytrzymały wykrojnik jest w całości wykonany z metalu i jest wyposażony w stół podający, dźwignię ręczną ułatwiającą obsługę oraz miskę do pasków.

Górne i dolne najwyższej jakości ostrze gwarantuje precyzyjne cięcie i dokładne paski próbek.

### Opis procesu

Próbka materiału jest umieszczana na stole podajnika i jest wspierana krawędziami podajnika. Po naciśnięciu dźwigni ręcznej w dół, próbka jest automatycznie zaciskana, a osłona zabezpieczająca osłania jednostkę wykrawającą, aby zapewnić bezpieczną pracę. Paski próbek wypadają dolną częścią urządzenia i są zbierane do metalowej miski w celu szybkiego i łatwego dostępu do próbek.

### Modele

Kod	Rozmiar próbki
P.501.315	300 x 15 mm
P.501.325	300 x 25 mm
P.501.350	300 x 50 mm
P.501.050	50 x 50 mm kwadratowa
P.501.115	100 x 15mm
P.501.612	6 cali x ½ cala
P.501.615	6 cala x 15 mm
P.501.701	7 cala x 1 cala

**Inne rozmiary możliwe na zamówienie!  
Zapytaj swojego osobistego dystrybutora  
lub PTE Austria bezpośrednio, aby uzyskać  
więcej informacji.**