


# Streifenstanze


---

Code: P.501.xxx

## Verwendung

Zur Vorbereitung von Probestreifen aus Papier oder Karton für z.B.: Zugtests, CCT, RCT, CMT, IBT, usw.






Probenauffangschale für einfache Entnahme

### Charakteristiken

Die robuste, komplett aus hochwertigem Metall gefertigte Streifenstanze ist mit einem Zuführtisch, einem leichtgängigem Handhebel und einer Probenwanne, zur einfachen Probenentnahme, ausgestattet. Die Premium-Messer garantieren präzise Stanzergebnisse.

### Prozessbeschreibung

Das zu stanzende Probenmaterial wird mit Hilfe des Zuführtisches unter die Messer geschoben und durch Betätigen des Handhebels werden die Proben automatisch eingeklemmt und eine Sicherheitsführung, welche den gesamten Stanzbereich abdeckt, sorgt für einen sichere Bedienung. Die gestanzten Proben fallen in die leicht zugängliche Probenwanne zur einfachen Entnahme.



Leichte Einhandbedienung

### Verfügbare Modelle

Code	Probengröße
P.501.315	300 x 15 mm
P.501.325	300 x 25 mm
P.501.350	300 x 50 mm
P.501.050	quadratisch 50 x 50 mm
P.501.115	100 x 15mm
P.501.612	6 Inch x 1/2 Inch
P.501.615	6 Inch x 15 mm
P.501.701	7 x 1 Inch
<b>Andere Größen auf Anfrage möglich!</b> <b>Bei Fragen, kontaktieren Sie Ihren persönlichen Händler oder PTE Austria direkt.</b>	